


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-14-3-3 Sigma Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P31947

Numéro d'article: CM0005375



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-14-3-3 sigma de haute qualité validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Haute spécificité pour la 14-3-3 sigma humaine et murine (P31947), une protéine adaptatrice régulant le cycle cellulaire et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	14-3-3 sigma Rabbit mAb
Remarques / Alias	YWHAS; 14-3-3 sigma
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2810
GeneID	2810
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la 14-3-3 sigma humaine (P31947).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P31947
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace