


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-14-3-3 Sigma Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P31947

Numéro d'article: CM0018292



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la 14-3-3 sigma humaine (stratifine) pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation cellulaire, du cycle cellulaire et de la biologie épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	14-3-3 sigma, pAb de lapin
Remarques/Alias	YWHAS ; 14-3-3 sigma
Espèce	Humaine
ID du gène	2810
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la 14-3-3 sigma humaine (NP_006133.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P31947
Poids moléculaire	28 kDa
Expédition	Sac de glace