


Anticorps Polyclonal Anti-14-3-3 Thêta Pour Wb, Elisa - P27348

Numéro d'article: CM0022464



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le 14-3-3 thêta humain (YWHAQ) pour les applications Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Protéine adaptatrice de signalisation de 28 kDa. P27348.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	14-3-3 Thêta Lapin pAb
Remarques/Alias	1C5; HS1; 14-3-3; 14-3-3 Thêta
Espèce	Humain
GeneID	10971
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 49-149 du 14-3-3 thêta humain (NP_006817.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27348
Poids moléculaire	28kDa
Expédition	Sac de glace