


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-14-3-3 Thêta Pour Wb, If/Icc, Elisa - P27348

Numéro d'article: CM0011065



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine 14-3-3 thêta (YWHAQ). Validé pour le Western blot, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation cellulaire et les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-14-3-3 Thêta
Remarques/Alias	1C5 ; HS1 ; 14-3-3 ; 14-3-3 Thêta
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10971
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine 14-3-3 Thêta humaine (P27348)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27348
Poids moléculaire de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace