


Anticorps Monoclonal Anti-14-3-3 Zêta/Ywhaz Pour Wb, If/Icc, Elisa - P63104

Numéro d'article: CM0007426



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant 14-3-3 zêta/YWHAZ (P63104). Convient pour les applications WB, IF/ICC, ELISA, avec une réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier les voies de signalisation des protéines adaptatrices.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin 14-3-3 zêta/YWHAZ
Remarques/Alias	HEL4 ; YWHAD ; KCIP-1 ; HEL-S-3 ; POPCHAS ; HEL-S-93 ; 14-3-3-zeta ; 14-3-3 zeta/YWHAZ
Espèce	Humain
GeneID	7534
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 145-245 de YWHAZ humain (NP_002267.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63104
Poids protéique	19kDa/28kDa
Expédition	Sac de glace