


Anticorps Polyclonal Anti-15-Pgdh/Hpgd Pour Wb, Elisa - P15428

Numéro d'article: CM0031038



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la 15-hydroxyprostaglandine déshydrogénase humaine, validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le métabolisme des prostaglandines et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	15-PGDH/HPGD Rabbit pAb
Remarques / Alias	PGDH; PGDH1; PHOAR1; 15-PGDH; SDR36C1; 15-PGDH/HPGD
Espèce	Humaine
GeneID	3248
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-266 de la 15-PGDH/HPGD humaine (NP_000851.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15428
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace