

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-4-1Bb/Cd137 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q07011

Numéro d'article: CM0023006



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible le 4-1BB/CD137 humain (TNFRSF9), un récepteur de costimulation des lymphocytes T, pour des applications incluant le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Améliore la survie des lymphocytes T CD8+ et l'immunité anti-tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-4-1BB/CD137
Remarques/Alias	ILA ; 4-1BB ; CD137 ; CDw137 ; IMD109 ; 4-1BB/CD137
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3604
GeneID	3604
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 du 4-1BB/CD137 humain (NP_001552.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07011
Poids moléculaire protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace