

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-4-1Bbl/Cd137L Pour Wb, Elisa - P41273

Numéro d'article: CM0010635



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de 4-1BBL/CD137L humain (TNFSF9). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Reconnaît une protéine de 27 kDa. Utile pour les études sur la biologie des lymphocytes T et l'immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-4-1BBL/CD137L
Remarques/Alias	CD137L; TNLG5A; 4-1BB-L; 4-1BBL/CD137L
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8744
GeneID	8744
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 155 et 254 de 4-1BBL/CD137L humain (P41273).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P41273
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace