

Anticorps Monoclonal Anti-4F2Hc/Cd98/Slc3A2 Pour Wb, Elisa - P10852

Numéro d'article: CM0007371



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant dirigé contre SLC3A2 de souris (SWISS P10852), validé pour WB et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Utile pour l'étude de la fonction des transporteurs d'acides aminés et de la signalisation liée aux intégrines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-4F2hc/CD98/SLC3A2
Remarques/Alias	4F2 ; Cd98 ; Ly10 ; Mdu1 ; 4F2HC ; Ly-10 ; NACAE ; Ly-m10 ; Mgp-2hc ; 4F2hc/CD98/SLC3A2
Espèce	Souris
GeneID (humain)	6520
GeneID	17254
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 105 et 526 de 4F2hc/CD98/SLC3A2 de souris (P10852).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P10852
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	sac de glace