

Anticorps Polyclonal Anti-53Bp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q12888

Numéro d'article: CM0025982



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine 53BP1 (TP53BP1), réactif avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour WB, IHC-P, ELISA. Joue un rôle clé dans la réponse et la réparation des dommages à l'ADN, la maintenance des télomères et la recombinaison de commutation de classe.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	53BP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	p202 ; 53BP1 ; TDRD30 ; p53BP1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7158
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 895-1031 de TP53BP1 humain (NP_005648.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12888
Poids de la protéine	214kDa
Expédition	Sac de glace