

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-53BP1 Pour Ihc-P/If/Icc/Elisa - Q12888

Numéro d'article: CM0004439



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine 53BP1 humaine, validé pour IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte une protéine de 214 kDa ; réaction croisée avec la souris. Adapté à la recherche sur les dommages et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	53BP1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1
Espèce	Humain
Identifiant de gène	7158 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la 53BP1 humaine (Q12888)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q12888
Poids de la protéine	214 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace