

Anticorps Polyclonal Anti-5T4 (Glycoprotéine Trophoblastique) Pour Wb, Elisa - Q13641

Numéro d'article: CM0018039



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le 5T4 humain (glycoprotéine trophoblastique). Validé pour les applications WB et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Reconnaît l'inhibiteur de la signalisation Wnt de 46 kDa pour un usage en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	5T4 Lapin pAb
Remarques/Alias	5T4; M6P1; 5T4AG; WAIF1
Espèce	Humain
GeneID	7162
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-350 du 5T4 humain (NP_006661.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q13641
Poids Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace