


Anticorps Polyclonal Anti-Récepteur De Laminine 67Kda Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08865

Numéro d'article: CM0028435



Introduction

Anticorps Polyclonal Anti-Récepteur de Laminine 67kDa validé en WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité humaine, souris, rat. Découvrez les rôles de 67LR dans l'assemblage ribosomique, l'adhésion cellulaire et l'infection virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin Anti-Récepteur de Laminine 67kDa
Remarques/Alias	SA; LBP; LRP; p40; uS2; 67LR; ICAS; lamR; 37LRP; LAMBR; LAMR1; LRP/LR; LBP/p40; NEM/1CHD4; Récepteur de Laminine 67kDa
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3921
GeneID	3921
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-295 du récepteur de laminine 67kDa humain (NP_002286.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08865
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace