


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Récepteur De La Laminine 67Kda (Rpsa) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08865

Numéro d'article: CM0012473



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le récepteur de la laminine 67kDa (RPSA, 37LRP) pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Immunogène : peptide synthétique dans la région aa 196-295. Idéal pour la recherche sur le cancer et les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-récepteur de la laminine 67kDa
Remarques/Alias	SA ; LBP ; LRP ; p40 ; uS2 ; 67LR ; ICAS ; lamR ; 37LRP ; LAMBR ; LAMR1 ; LRP/LR ; LBP/p40 ; NEM/1CHD4 ; Récepteur de la laminine 67kDa
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3921
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence dans les acides aminés 196-295 du récepteur de la laminine humain (P08865).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08865
Poids moléculaire protéique	33 kDa
Expédition	Sac de glace