

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-A-Actine-1 (A-Sma) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P68133

Numéro d'article: CM0004393



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l' α -Actine-1 (α -SMA) humaine, validé pour le WB, l'IF-P, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la biologie musculaire et la recherche sur le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti- α -Actine-1 (α -SMA)
Remarques/Alias	ACTA ; ACTA1 ; CFTD ; MPFD ; NEM1 ; NEM2 ; NEM3 ; SHPM ; CFTD1 ; CFTDM ; CMYP2A ; CMYP2B ; CMYP2C ; α -Actine-1 (α -SMA)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	58
GeneID	58
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 278-377 de l' α -Actine-1 (ACTA1) humaine (P68133)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P68133
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace