

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-A-Actinine-1 (Acta1) Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P68133

Numéro d'article: CM0007180



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l' α -Actinine-1 (ACTA1) humaine pour le Western blot (WB), l'immunofluorescence (IF/ICC, IF-P) et l'ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Outil essentiel pour l'étude du cytosquelette du muscle squelettique et de la motilité cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre α -Actinine-1 (ACTA1)
Remarques / alias	ACTA; ASMA; CFTD; MPFD; NEM1; NEM2; NEM3; SHPM; CFTD1; CFTDM; CMYP2A; CMYP2B; CMYP2C; α -Actinine-1 (ACTA1)
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	58
ID du gène	58
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l' α -Actinine-1 (ACTA1) humaine (P68133)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P68133
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sachet de glace