


Anticorps Polyclonal Anti-A-Actinine-4 Pour Wb, Elisa - 043707

Numéro d'article: CM0023323



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l' α -Actinine-4 humaine, validé pour WB et ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le pontage de la F-actine, le trafic vésiculaire et la biologie des jonctions serrées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc Lapin α -Actinine-4
Remarques/Alias	FSGS; FSGS1; ACTININ-4; α -Actinine-4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	81
GeneID	81
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 570-650 de l' α -Actinine-4 humaine (NP_004915.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43707
Poids moléculaire	105kDa
Expédition	Sac de glace