


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-A-Actinine-4 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O43707

Numéro d'article: CM0008977



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti- α -Actinine-4 validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour l'étude du cytosquelette d'actine, des jonctions cellulaires et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti- α -Actinine-4
Remarques/Synonymes	FSGS ; FSGS1 ; ACTININ-4 ; α -Actinine-4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	81
GeneID	81
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de l' α -Actinine-4 humaine (O43707)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	O43707
Poids moléculaire de la protéine	105 kDa
Expédition	Poche de glace