


Anticorps Monoclonal Anti- α -Actinine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P12814

Numéro d'article: CM0010625



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l' α -actinine humaine (alpha-actinine-1), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines et murines. Convient aux recherches sur le cytosquelette et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti- α -actinine
Remarques/alias	BDPLT15 ; ACTN1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	87
ID du gène	87
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P12814
Poids moléculaire de la protéine	103 kDa
Expédition	Sac de glace