

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-A-Raf Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P10398

Numéro d'article: CM0005584



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'A-RAF humain (P10398). Validé pour Western blot (WB), IHC-P et ELISA. Adapté pour l'étude de la signalisation mitogénique, de la différenciation myogénique et des voies cancérigènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-A-RAF de lapin
Remarques / Alias	PKS2; A-RAF; ARAF1; RAFA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	369
GeneID	369
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 166-290 de l'A-RAF humain (P10398)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10398
Poids protéique	68 kDa
Expédition	Sac de glace