

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-A-Actine Du Muscle Lisse (Acta2) Pour Wb, Elisa - P62736

Numéro d'article: CM0002732

Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre l' α -actine du muscle lisse (ACTA2) humaine, validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le cytosquelette et le muscle lisse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti- α -actine du muscle lisse (ACTA2)
Remarques / Alias	ACTSA ; α -actine du muscle lisse (ACTA2)
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	59
GenelD	59
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l' α -actine du muscle lisse (ACTA2) humaine (P62736)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62736
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac isotherme