

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Actine Alpha Du Muscle Lisse (Acta2) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P62736

Numéro d'article: CM0028491

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'actine alpha du muscle lisse (ACTA2) humaine, murine et de rat, validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Convient pour l'étude de la motilité des cellules musculaires lisses et du cytosquelette dans les applications de recherche.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | Actine alpha du muscle lisse (ACTA2) pAb de lapin                                                                                                                                |
| Remarques/Alias                  | ACTSA ; Actine alpha du muscle lisse (ACTA2)                                                                                                                                     |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                                                           |
| Identifiant du gène (Humain)     | 59                                                                                                                                                                               |
| Identifiant du gène              | 59                                                                                                                                                                               |
| Immunogène                       | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de l'actine alpha du muscle lisse (ACTA2) humaine (NP_001604.1). |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                                                            |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                                            |
| Application                      | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                                                           |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                                              |
| SWISS                            | P62736                                                                                                                                                                           |
| Poids moléculaire de la protéine | 42 kDa                                                                                                                                                                           |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                                                                     |