

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-A-Smooth Muscle Actin (Acta2) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P62736

Numéro d'article: CM0013516

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l' α -Smooth Muscle Actin humaine (ACTA2, P62736). Validé pour WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et le muscle lisse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	α -Smooth Muscle Actin (ACTA2) pAc Lapin
Remarques/Alias	ACTSA; α -Smooth Muscle Actin (ACTA2)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	59
ID de gène	59
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de l' α -Smooth Muscle Actin humaine (ACTA2) (NP_001604.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62736
Poids moléculaire	42kDa
Expédition	Sac de glace