


Anticorps Monoclonal Anti-A-Synucléine Pour Wb - P37840

Numéro d'article: CM0006519



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l' α -Synucléine humaine (PD1, NACP, PARK1/4). Validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Indispensable pour la recherche sur la fonction synaptique et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti- α -Synucléine
Remarques / Alias	PD1 ; NACP ; PARK1 ; PARK4 ; α -Synucléine
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6622
ID du gène	6622
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 59 à 140 de l' α -Synucléine humaine (NP_000336.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37840
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace