


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-A-Synucléine Pour Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - P37840

Numéro d'article: CM0007447



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre l' α -synucléine humaine (P37840), validé pour WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la neurodégénérescence et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin α -Synucléine
Remarques/Alias	PD1, NACP, PARK1, PARK4, α -Synucléine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6622
GeneID	6622
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de l' α -synucléine humaine (NP_000336.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37840
Poids Protéique	14kDa
Expédition	Sac de glace