

Anticorps Monoclonal Lapin Anti- α -Tubuline Pour Wb - P68366

Numéro d'article: CM0011002

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti- α -tubuline de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Détecte l' α -tubuline humaine, souris, rat (~50 kDa). Idéal pour les études de recherche sur les microtubules et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAb Lapin α -Tubuline
Remarques/Alias	ALS22; TUBA1; H2-ALPHA; α -Tubuline
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7277
ID de Gène	7277
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 349-448 de l' α -tubuline humaine (P68366).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P68366
Poids Protéique	50 kDa
Expédition	Sac de glace