

Anticorps Polyclonal Anti-A1Bg Pour Wb, Elisa - P04217

Numéro d'article: CM0014304

Introduction

A1BG pAb de lapin (anticorps polyclonal) validé pour WB, ELISA avec réactivité croisée chez l'Homme, la Souris et le Rat. Immunogène recombinant, 54 kDa. Idéal pour la recherche sur les protéines plasmatiques et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	A1BG pAb de lapin
Remarques / Alias	A1B; ABG; GAB; HYST2477; A1BG
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1
Identifiant du gène	1
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 236 à 495 de l'A1BG humain (NP_570602.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04217
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace