

Anti-A1Cf (Facteur De Complémentation Apobec1) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nq94

Numéro d'article: CM0014005



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-A1CF validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte le facteur de complémentation APOBEC1 humain, murin et de rat, un composant essentiel du complexe d'édition de l'ARNm APOB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ac pAb Lapin A1CF
Remarques/Alias	ACF; ASP; ACF64; ACF65; APOBEC1CF; A1CF
Espèce	Humain
ID Gène (Humain)	29974
ID Gène	29974
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-120 de l'A1CF humain (NP_055391.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NQ94
Poids Moléculaire Protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace