


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-A2ML1 Pour Wb, Elisa - A8K2U0

Numéro d'article: CM0024630



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'A2ML1 humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Montre une réactivité croisée avec le rat. Idéal pour l'étude des mécanismes d'inhibition des protéases et de la biologie épidermique, y compris les processus de desquamation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	A2ML1 Lapin pAb
Remarques/Alias	OMS; p170; CPAMD9; A2ML1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	144568
ID de Gène	144568
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 400-500 de l'A2ML1 humaine (NP_653271.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	A8K2U0
Poids Protéique	161kDa
Expédition	Sac de glace