


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aaas Pour Wb Et Elisa - Q9Nrg9

Numéro d'article: CM0029194



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AAAS validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit avec la protéine humaine Aladin (AAAS) (ID de gène : 8086, ~60 kDa). Idéal pour la recherche sur la fonction du complexe des pores nucléaires, le développement du système nerveux et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AAAS Rabbit pAb
Remarques/Alias	AAA, AAASb, GL003, ALADIN, ADRACALA, ADRACALIN, AAAS
Espèce	Humain
ID de Gène	8086
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 287-546 de l'AAAS humain (NP_056480.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9NRG9
Poids Moléculaire Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace