

Anticorps Polyclonal Anti-Aadac Pour Wb, Elisa - P22760

Numéro d'article: CM0015677

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AADAC humain (arylacétamide désacétylase), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Immunogène recombinant (aa 170-399). Utile pour l'étude de l'activité triglycéride lipase, du métabolisme des xénobiotiques et des voies liées au foie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AADAC Rabbit pAb
Remarques/Alias	DAC; CES5A1; AADAC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	13
GeneID	13
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-399 de l'AADAC humain (NP_001077.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P22760
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace