

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aadat Pour Wb, Elisa - Q8N5Z0

Numéro d'article: CM0018322



Introduction

AADAT Rabbit pAb est un anticorps polyclonal produit chez le lapin contre l'AADAT humain. Adapté pour le WB et l'ELISA, il présente une réactivité croisée avec le rat et facilite la recherche sur les aminotransférases et le métabolisme de la kynurénine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AADAT Rabbit pAb
Remarques/Alias	KAT2; KATII; KYAT2; AADAT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51166
GeneID	51166
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-429 de l'AADAT humain (NP_001273611.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q8N5Z0
Poids moléculaire protéique	47 kDa
Expédition	Sac de glace