

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aadat Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N5Z0

Numéro d'article: CM0013379



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin AADAT pAb est un anticorps validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Il détecte AADAT (KAT2/KYAT2) dans des échantillons humains, murins et de rat, idéal pour étudier les fonctions de l'aminotransférase mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AADAT Rabbit pAb
Remarques/Alias	KAT2 ; KATII ; KYAT2 ; AADAT
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51166
Identifiant du gène	51166
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-429 de l'AADAT humain (NP_001273611.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N5Z0
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace