


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aak1 Pour Wb, Elisa - Q2M2I8

Numéro d'article: CM0024199



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'AAK1 humain, validé pour le Western blotting et l'ELISA. Cible la protéine kinase 1 associée à AP2, un régulateur de l'endocytose médiée par la clathrine. Idéal pour la recherche sur l'endocytose et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AAK1 Rabbit pAb
Espèce	Humain
ID du gène	22848
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 450-550 de l'AAK1 humain (NP_055726.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q2M2I8
Poids de la protéine	103 kDa
Expédition	Sac de glace