

Anticorps Monoclonal Anti-Aamp Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13685

Numéro d'article: CM0002613

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-AAMP validé pour Western blot (WB), immunofluorescence/immunocytologie (IF/ICC) et ELISA ; réagit croisé avec l'AAMP humain, souris et rat. Idéal pour les études sur l'angiogenèse et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AAMP Rabbit mAb
Remarques / Alias	AAMP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	14
GeneID	14
Immunogène	Peptide synthétique ; peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'AAMP humain (Q13685).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13685
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace