

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aar2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y312

Numéro d'article: CM0019338



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AAR2 de haute qualité validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec l'AAR2 humain et murin, un composant du snRNP U5 essentiel pour l'assemblage du spliceosome et l'épissage des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin AAR2
Remarques/Alias	CGI-23 ; C20orf4 ; AAR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25980
GeneID	25980
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de l'AAR2 humain (NP_056326.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y312
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace