


Anticorps Polyclonal Anti-Aars2 Pour Wb, Elisa - Q5Jtz9

Numéro d'article: CM0027023



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'AARS2 humain (Alanyl-ARnt synthétase, mitochondriale), adapté pour le WB et l'ELISA. Idéal pour étudier la biosynthèse des protéines mitochondriales, l'édition et la lactylation des protéines. - Q5JTZ9

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AARS2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AARSL; LKENP; COXPD8; MTALARS; MT-ALARS; AARS2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	57505
Identifiant du gène	57505
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 841-985 de l'AARS2 humain (NP_065796.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q5JTZ9
Poids moléculaire de la protéine	107kDa
Expédition	Sac de glace