


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aars2 Pour Wb Et Elisa - Q5Jtz9

Numéro d'article: CM0026210



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin AARS2 validé pour les applications WB et ELISA, détectant la ligase mitochondriale d'alanine-tRNA humaine et murine. Impliqué dans la traduction des protéines et l'inhibition de la signalisation cGAS/STING.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | [KD Validated] AARS2 Lapin pAb                                                                                                  |
| Remarques/Alias    | AARSL; LKENP; COXPD8; MTALARS; MT-ALARS                                                                                         |
| Espèce             | Humain                                                                                                                          |
| ID de Gène         | 57505                                                                                                                           |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 491-620 de l'AARS2 humaine (NP_065796.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                           |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris                                                                                                                  |
| SWISS              | Q5JTZ9                                                                                                                          |
| Poids Protéique    | 107kDa                                                                                                                          |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                    |