

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aars/Aars1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P49588

Numéro d'article: CM0015108



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'alanyl-ARNt synthétase humaine (AARS/AARS1). Validé pour le WB, l'IF/ICC, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible les formes nucléaires et cytoplasmiques ; utile pour les études sur la lactylation des protéines et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin AARS
Remarques/Alias	AARS ; TTD8 ; CMT2N ; DEE29 ; HDLS2 ; EIEE29
Espèce	Humain
Identifiant du gène	16
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49588
Poids moléculaire de la protéine	107 kDa
Expédition	Sac de glace