


Anticorps Polyclonal Anti-Aatf Pour Wb, Elisa - Q9Ny61

Numéro d'article: CM0025540



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant AATF (Che-1/DED), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. AATF est une protéine nucléolaire impliquée dans la biogenèse des ribosomes et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin AATF
Remarques/Alias	DED; BFR2; CHE1; CHE-1; AATF
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	26574
ID du gène	26574
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 7-100 de l'AATF humain (NP_036270.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NY61
Poids protéique	63kDa
Expédition	Sac de glace