


Anticorps Polyclonal Anti-Abca1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 095477

Numéro d'article: CM0022051



Introduction

ABCA1 Rabbit pAb détecte l'ABCA1 humain (TGD, ABC1, CERP) avec réactivité croisée avec la souris. Convient pour WB, IF/ICC, ELISA. Idéal pour les études sur l'efflux du cholestérol et la formation du HDL.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ABCA1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13; ABCA1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	19
ID de Gène	19
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1170-1350 de l'ABCA1 humain (NP_005493.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	O95477
Poids Protéique	254 kDa
Expédition	Sac de glace