

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Abca1 Pour Wb, Elisa - 095477

Numéro d'article: CM0012628



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ABCA1 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Cible l'ATPase ABCA1 transportant les phospholipides, un régulateur clé de l'efflux du cholestérol et de la formation des HDL, ce qui le rend adapté aux recherches sur le métabolisme lipidique et l'athérosclérose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABCA1 mAb de lapin
Remarques/alias	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13
Espèce	Humain
GenelD (humain)	19
GenelD	19
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1170-1350 de l'ABCA1 humain (NP_005493.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O95477
Poids moléculaire de la protéine	254 kDa
Expédition	Sac réfrigérant