


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Abca1 Pour Wb, Elisa - O95477

Numéro d'article: CM0007168



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre l'ABCA1 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte l'ABCA1 endogène (254 kDa) dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique et le HDL.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ABCA1 mAb Lapin
Remarques/Alias	TGD; ABC1; CERP; ABC-1; HDLDT1; HPALP1; HDLCQTL13; ABCA1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	19
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1170-1350 de l'ABCA1 humain (NP_005493.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95477
Poids de la Protéine	254kDa
Expédition	Sac de glace