


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abca1 - 095477

Numéro d'article: CM0025277



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ABCA1 humain, validé pour Western Blot (WB), IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'efflux du cholestérol et les HDL.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABCA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TGD, ABC1, CERP, ABC-1, HDLDT1, HPALP1, HDLCQTL13, ABCA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	19
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1870-2120 de l'ABCA1 humaine (NP_005493.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O95477
Poids moléculaire	254 kDa
Expédition	Sac de glace