

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abca12 Pour If/Icc, Elisa - Q86Uk0

Numéro d'article: CM0021634

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ABCA12 de haute qualité, validé pour l'immunofluorescence (IF/ICC) et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris. Cible le transporteur de glucosylcéramides ABCA12, essentiel à la formation des lamelles lipidiques épidermiques et au fonctionnement de la barrière cutanée. Idéal pour la recherche en dermatologie, sur le transport lipidique et l'ichtyose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABCA12 pAb de lapin
Remarques/Alias	LI2 ; ICR2B ; ARCI4A ; ARCI4B ; ABCA12
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	26154
ID du gène	26154
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2456-2595 de la protéine ABCA12 humaine (NP_775099.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q86UK0
Poids moléculaire	293 kDa
Expédition	Sac réfrigérant