

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abca2 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Bzc7

Numéro d'article: CM0024636

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ABCA2 humain, validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. L'ABCA2 est un transporteur de lipides impliqué dans l'homéostasie du cholestérol et la formation de la myéline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABCA2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ABC2; IDPOGSA; ABCA2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	20
ID de gène	20
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140-350 de l'ABCA2 humaine (NP_001597.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BZC7
Poids de la protéine	270kDa
Expédition	Sac de glace