

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abca4 Pour Wb, Elisa - P78363

Numéro d'article: CM0012846



Introduction

ABCA4 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA, réactif chez l'homme, la souris et le rat. Il cible le transporteur ABC ABCA4 spécifique de la rétine, essentiel pour l'élimination des rétinoïdes dans les photorécepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABCA4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FFM; RMP; ABCR; RP19; STGD; ABC10; ARMD2; CORD3; STGD1; ABCA4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	24
GeneID	24
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-300 de l'ABCA4 humain (NP_000341.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78363
Poids de la protéine	256kDa
Expédition	Sac de glace