


Anticorps Polyclonal Anti-Abca7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8lzy2

Numéro d'article: CM0023778



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ABCA7 humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Transporteur de phospholipides impliqué dans la maladie d'Alzheimer et l'homéostasie lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ABCA7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AD9; ABCX; ABCA-SSN; ABCA7
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10347
ID du gène	10347
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2010-2146 de l'ABCA7 humain (NP_061985.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IZY2
Poids de la protéine	234kDa
Expédition	Sac de glace