

Anticorps Polyclonal Anti-Abca8 Pour Wb, Elisa - O94911

Numéro d'article: CM0021169

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ABCA8, validé pour le Western blot et l'ELISA chez l'humain et le rat. Ce transporteur à cassette de liaison à l'ATP importe des anions organiques et médie l'efflux du cholestérol, ce qui rend l'anticorps adapté à la recherche sur le transport des médicaments et le métabolisme des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin ABCA8
Remarques/Alias	ABCA8
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10351
GeneID	10351
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 425-495 de l'ABCA8 humain (NP_009099.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O94911
Poids moléculaire de la protéine	184kDa
Expédition	Sac de glace