

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Abca8A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8K442

Numéro d'article: CM0021678

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ABCA8A de souris, adapté pour le Western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Utile pour les études sur l'efflux du cholestérol et la régulation du HDL.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | ABCA8A Lapin pAb                                                                                                                   |
| Espèce              | Souris                                                                                                                             |
| ID de gène (Souris) | 217258                                                                                                                             |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 690-828 de l'ABCA8A de souris (NP_694785.3) |
| Source              | Lapin                                                                                                                              |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                              |
| Application         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                                |
| SWISS               | Q8K442                                                                                                                             |
| Poids moléculaire   | 184kDa                                                                                                                             |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                       |